



cartosafe
SHARPSAFE
5^{ÈME} GENERATION

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

Données générales	
Code produit	OND-ANDAP50+/4
Code GTIN	
Nom du produit	Hospidex -Cartosafe Ondulys 50 litres bas PLUS
Description	Emballage combiné carton DASRI 50 litres saché jaune
Marque	Cartosafe®
Business Unit	Safety Solutions
Catégorie d'emballage de sécurité	Emballage combiné carton
Indication	Tri, protection, transport, élimination des DASRI solides non perforants
Caractéristiques	
Volume nominal	50 l
Volume total	50,6 l
Volume utile	48 l
Charge maximale	12,5 Kg
Aspect cuve	Jaune et blanc
Couleur couvercle	Jaune
Couleur étiquette ou marquage	Blanc et jaune
Couleur saché interne	Jaune
Couleur dominante identifiable	Jaune
Langues marquage	FR/NL/D/ENG
Dimensions (assemblé) en mm :	
Longueur	374 mm
largeur	274 mm
Hauteur	494 mm
Ouverture	398 x 293 mm
Hauteur limite de remplissage	400 mm
Poids	610 g
Matières	Carton ondulé de 2,9 mm d'épaisseur (70% recyclé, 30% vierge FSC)
Absence de latex	Oui
Réduction de l'empreinte carbone	NC
Autoclavable	Non
Conditions d'autoclavage	Non
Fermeture provisoire	Oui
Fermeture définitive	Oui
Poignées	2 latérales
Accessoires disponibles	Chariot (voir brochure et tableau des compatibilités)
Données logistiques	
Quantité par carton	NC
Poids du carton	NC
Dimensions du carton (LxIxH)	NC
Volume du carton	NC
Quantité par palette	400 unités
Poids de la palette	260 Kg
Dimension de la palette (LxIxH)	140 X 80 X 180 cm
Certifications	
ADR (UN3291)	Oui
EN ISO23907-1:2019	NC
Label qualité	NC
TRBA250	NC
NFX30-507:2018	Oui
Marquage CE	94/62/CE emballages et déchets d'emballages
Système de management de la qualité	
ISO 9001	Oui
ISO 13485	Non
ISO 14001	Oui
ISO 45001	Non
Données fabricant	
Fabriqué en	France
Par	VPK
Mis sur le marché en	A/B/CH/D/F/LUX/NL
Par	Hospidex Group

