

FICHE TECHNIQUE 6.077875

Date de création : 10/09/2026
Dernière Mise à jour :
Version : V1



Boîtes de stockage cryogéniques LLG, revêtement plastique, 136 x 136, sans séparateur



Boîtes de congélation et de stockage cryogénique (CryoBoxes).
Dimensions : 136 x 136 mm (carré). Pour le stockage d'échantillons. En
carton **plastifié**, sans séparateur. Avec couvercle. Autres coloris
disponibles sur demande.



Numéro d'article : 6077875
Numéro d'article du fabricant : 6077875
Numéro du fabricant : 9999999
Fabricant : Matériel de laboratoire LLG
Description de l'article 1 : LLG-Cryobox 136x136x50mm
Description de l'article 2 : bleu, sans grille
Description de l'article 3 :

Couleur	Hauteur int. mm	PK	N° de catalogue
Bleu		50	1
			6077875

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT

Septembre 2026