

FICHE TECHNIQUE

Date de création :	10/09/2026
Dernière Mise à jour :	
Version :	V1



Détecteur de panne de courant de laboratoire LLG

- Alarme visuelle et sonore immédiate
- L'alarme peut se déclencher en cas de brèves coupures de courant, ou pour des périodes plus longues d'au moins 12 heures (peut être désactivée manuellement).
- Le cache-prise offre une protection contre les débranchements accidentels.
- Puissance totale maximale des appareils connectés. Alimentation : 3 500 W, 230 V, 50 Hz
- Compatible avec les prises européennes
- Puissance maximale 16 A
- Avec batterie intégrée

Contenu de la livraison :

1 détecteur de panne de courant,
2 capuchons de sécurité pour prises
, 2 vis



Détecteur de panne de courant de laboratoire LLG

Référence
6.255819

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 6.255819

Septembre 2026