

FICHE TECHNIQUE


Date de création : 10/09/2026
Dernière Mise à jour :
Version : V1



Boîtes de stockage cryogéniques LLG, revêtement plastique, 136 x 136, sans séparateur

Boîtes de congélation et de stockage cryogénique (CryoBoxes). Dimensions : 136 x 136 mm (carré). Pour le stockage d'échantillons. En carton **plastifié**, sans séparateur. Avec couvercle. Autres coloris disponibles sur demande.

Dimensions (L x P) : 136 x 136 mm



Boîtes de stockage cryogéniques LLG, revêtement plastique, 136 x 136, sans séparateur

Référence	Dimension	Hauteur intérieur mm	Conditionnement
6.260010	136x136	100	1

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 6.260010

Septembre 2026