

FICHE TECHNIQUE

Date de création : 10/09/2026
Dernière Mise à jour :
Version : V1



Boîtes de stockage cryogéniques LLG, revêtement plastique, 133 x 133 mm, sans séparateur

Dimensions : 133 x 133 mm (carré). Pour le
stockage d'échantillons. En carton **plastifié**. Sans
séparateur. Avec couvercle. Autres dimensions et
coloris disponibles sur demande.

Dimensions (L x P) : 133 x 133 mm



Boîtes de stockage cryogéniques LLG, revêtement
plastique, 133 x 133 mm, sans séparateur

Référence	Dimension	Hauteur intérieur mm	Conditionnement
6.801707	133 x 133	75	1

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 6.801707

Septembre 2026