

FICHE TECHNIQUE

Date de création : 10/09/2026
Dernière Mise à jour :
Version : V1



LLG-Septa pour bouchons à vis ND13

LOT



LLG-Septa pour bouchons à vis ND13

Référence	Matière	Epaisseur mm	Dureté shore	Conditionnement
7.058143	PTFE	0.25	53D	500

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 7.058143

Septembre 2026