

Joint d'étanchéité à filetage court LLG-PP ND9, pré-assemblés



Numéro d'article :	7076778
Numéro d'article du fabricant :	7076778
Numéro du fabricant :	9999999
Fabricant :	Matériel de laboratoire LLG
Description de l'article 1 :	Fermeture LLG-UltraClean : capuchon à filetage court en PP de 9 mm,
Description de l'article 2 :	Transparent, trou central. Silicone blanc/PTFE
Description de l'article 3 :	Rouge, dureté Shore A 55°, 1,0 mm, paquet de 100 pièces



Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT

Septembre 2026