

## Micro-inserts LLG pour flacons à vis ND8, petite ouverture



|                                 |                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Numéro d'article :              | 7401066                                                                |
| Numéro d'article du fabricant : | 7401066                                                                |
| Numéro du fabricant :           | 9999999                                                                |
| Fabricant :                     | Matériel de laboratoire LLG                                            |
| Description de l'article 1 :    | Micro-insert LLG-0,15 ml, 31 x 5 mm, verre transparent, 1er            |
| Description de l'article 2 :    | classe hydrolytique, diamètre supérieur de 15 mm, paquet de 100 pièces |
| Description de l'article 3 :    |                                                                        |



| Capacité nominale ml | Dimensions (Ø x H) | Forme du fond | Version       | PK  | N° de catalogue |
|----------------------|--------------------|---------------|---------------|-----|-----------------|
| 0,15                 | 5 x 31 mm          | Conique       | Pointe, 15 mm | 100 | 7401066         |

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.*

FT

Septembre 2026