

Filtres à seringue LLG CA, acétate de cellulose



LLG propose une gamme de filtres pour seringues spécialement conçus pour une filtration efficace d'une grande variété de fluides, solvants et solutions aqueuses ou inorganiques. Nos filtres pour seringues répondent aux besoins de la plupart des applications en HPLC, dans les secteurs pharmaceutique, environnemental, biotechnologique, ainsi que dans les laboratoires d'analyse agroalimentaire.

- Boîtier injecté en polypropylène et MABS
- Stabilité supérieure à la pression des boîtiers
- Convient à toutes les seringues à raccord Luer

Membrane hydrophile pour la filtration de solutions aqueuses.

Cette membrane présente une excellente stabilité dimensionnelle en milieu aqueux et se caractérise par une très faible capacité de fixation des protéines (21 µg par filtre de 25 mm).

Particulièrement adaptée aux macromolécules biologiques, aux oligomères hydrosolubles et aux polymères.

Conditionnement stérile sous blister rigide individuel.

Réservé à la recherche et au développement.

Membrane du matériau : Acétate de cellulose (CA)

Entrée de connexion : Luer-Lock femelle

Prise de connexion : Luer-Slip mâle



9.055 500

Référence	Porosité	Stérile	Diamètre mm	Conditionnement
7.970389	0.8	non	25	500

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 7.970389

Septembre 2026