

Flacons LLG-Headspace-N° 20 (5 ml et 10 ml)



Numéro d'article : 9003426
Numéro d'article du fabricant : 9003426
Numéro du fabricant : 9999999
Fabricant : Matériel de laboratoire LLG
Description de l'article 1 : Flacon à sertir LLG-Headspace N° 20, 10 ml, transparent,
Description de l'article 2 : à bord roulé, paquet de 100
Description de l'article 3 :



Capacité nominale ml	Dimensions (Ø x H)	Couleur	Forme du fond	Version	Pour	PK	N° de catalogue
10.0	20,0 x 54,5	Clair	Plat	Col à sertir DIN,	Varian	100	9003426

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT

Septembre 2026