

Joint à sertir LLG ND20, aluminium, pré-assemblés



Numéro d'article :	9003430
Numéro d'article du fabricant :	9003430
Numéro du fabricant :	9999999
Fabricant :	Matériel de laboratoire LLG
Description de l'article 1 :	Joint combiné LLG-20 mm : capuchon en aluminium, argent,
Description de l'article 2 :	Trou central. Pharma-Fix-Septa, Butyle/PTFE, 50°
Description de l'article 3 :	Durites Shore A, 3,0 mm, paquet de 100 pièces



Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT

Septembre 2026