

Flacons LLG-Headspace-N° 20 (20 ml et 50 ml)



Numéro d'article :	9003453
Numéro d'article du fabricant :	9003453
Numéro du fabricant :	9999999
Fabricant :	Matériel de laboratoire LLG
Description de l'article 1 :	Flacon à espace de tête LLG-20ml, 75,5 x 22,5 mm,
Description de l'article 2 :	Verre clair, classe hydrolytique 1, collet à sertir DIN,
Description de l'article 3 :	long col, fond arrondi, paquet de 100



Capacité nominale ml	Dimensions (Ø x H)	Couleur	Forme du fond	Version	Avec champ d'étiquetage	Pour	PK	N° de catalogue
20.0	22,5 x 75,5	Clair	Rond	Col à sertir	Non	CTC, Varian	100	9003453

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT

Septembre 2026