



Article Specification / Combination Seal

24 mmVerschluss: Polypropylen Schraubkappe, weiß, geschlossen, Gewinde 24-414;

Silicon natur/PTFE beige, 45°shore A, 3,2 mm, EPA-Qualität

24 mm Combination Seal: Polypropylene Screw Cap, white, closed top, 24-414 thread;

Silicone natural/PTFE beige, 45°shore A, 3,2 mm, EPA-Quality

Art.-Nr.: 9.003 541

Kappe/Cap		9.003 541
Kappentyp/Gewindetyp: <i>Type of Cap/Typ of Thread:</i>	Schraubkappe Screw Cap	
Material: <i>Material:</i>	Polypropylen Polypropylene	
Legierung / Alloy		
Lackierung/Farbe: <i>Lacquer/Colour:</i>	weiß white	
<u>Abmessung/Dimensions:</u>		in mm
Kappenhöhe/Skirt Height:		14,30 ± 0,2
Materialdicke/Material Thickness:		
Innendurchmesser/Inner Diameter:		21,90 ± 0,2
Außendurchmesser/Outer Diameter:		27,00 ± 0,2
Lochgröße/Size of Centre Hole:		
<u>Dichtscheibel/Septum</u>		
Material und Farbe: <i>Material and colour:</i>	Silicon natur/PTFE beige Silicone natural/PTFE beige	
Durchmesser/Diameter in mm:		22,50 ± 0,13
Gesamtdicke/Total thickness in mm:		3,20 ± 0,20
PTFE-Dicke/Thickness PTFE in mm:		0,10
Durometer/Durometer in shore A/D:		45 ± 5
Beutelgröße <i>Bag size</i>		250x200mm ±10mm
Stück pro Beutel <i>Pieces per bag</i>		100
Besonderheiten:	EPA-Qualität	
Special Properties:	EPA-Quality	

This document was sent online and is valid without signature