


Date de création : 18/09/2026
Dernière Mise à jour :
Version : V1

LLG Septa pour bouchons à vis ND24



Numéro d'article : 9003542
Numéro d'article du fabricant : 9003542
Numéro du fabricant : 9999999
Fabricant : Matériel de laboratoire LLG
Description de l'article 1 : Septa LLG-22 mm, rouge butyle/gris PTFE, 55° Shore A,
Description de l'article 2 : 2,5 mm, paquet de 1000 pièces
Description de l'article 3 :



Taille du bonnet	Ø mm	Matériel	Couleur	dureté Shore	Épaisseur mm	PK	N° de catalogue
ND24	22	Butyle/PTFE	Rouge/gris	55 A	2.5	1000	9003542

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT

Septembre 2026