

Kits LLG-2 en 1 avec flacons à sertir ND11 (large ouverture)



Les kits 2 en 1 contiennent 100 flacons (1,5 ml) et 100 bouchons dans une boîte orange en polypropylène. Comme les deux composants sont toujours nécessaires simultanément, les kits 2 en 1 constituent une solution pratique pour se procurer et stocker tout le nécessaire à l'analyse. Tous les avantages des composants individuels (conditionnement en salle blanche des flacons, refermabilité de l'emballage, etc.) sont conservés.



D'autres combinaisons de flacons et de bouchons sont disponibles en kit 2 en 1.

Numéro d'article :	9003565
Numéro d'article du fabricant :	9003565
Numéro du fabricant :	9999999
Fabricant :	Matériel de laboratoire LLG
Description de l'article 1 :	KIT LLG-2 en 1 : Flacons à sertir de 1,5 ml transparents avec.
Description de l'article 2 :	Zone d'étiquetage + capuchons à sertir argentés, ND11, paquet de
Description de l'article 3 :	100

Capacité nominale ml	Couleur	septa de matériau	Avec champ d'étiquetage	PK	N° de catalogue
1.5	Clair	Caoutchouc naturel/Butyle/TEF	Oui	100	9003565

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT

Septembre 2026