

Lunettes de sécurité LLG *pour femme*



- Homologué CE selon EN 166 et EN 170
- lentille panoramique enveloppante
- champ visuel de 180°
- Cadre fabriqué en matériau hypoallergénique testé
- Branches avec embouts en caoutchouc, réglables en longueur et en inclinaison
- Plaquettes nasales et embouts de nez fabriqués dans un matériau souple et malléable pour un confort optimal et une personnalisation individuelle.
- Revêtement haute performance extrêmement anti-rayures et anti-buée des deux côtés (même avec un masque)
- Bonnes performances dans des plages de températures variables
- Protection UV à 100 % (jusqu'à 400 nm)
- Poids seulement 25 g



Numéro d'article : 9006007

Numéro d'article du fabricant : 9006007

Numéro du fabricant : 9999999

Fabricant : Matériel de laboratoire LLG

Description de l'article 1 : Lunettes de protection LLG « Lady »

Description de l'article 2 : Monture blanche-verte, verres transparents,

Description de l'article 3 : 2C-1.2 U 1 FT KN CE, anti-rayures

lentille de codage	lentilles de couleur	Cadre de protection oculaire coloré	PK	N° de catalogue
2C-1.2	Clair	Blanc/vert	1	9006007

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT

Septembre 2026