



Déshydrateurs LLG, en verre sodocalcique, avec couvercle, robinet et assiette en porcelaine

Dessiccateur en verre sodocalcique avec couvercle, plaque en porcelaine et robinet. Le robinet a un diamètre extérieur d'environ 9 mm.



Déshydrateurs LLG, en verre sodocalcique, avec couvercle, robinet et assiette en porcelaine

Référence	Robinet	Hauteur mm	Diamètre plaque mm	Conditionnement
9.042741	Oui	240	190	1

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 9.042741

Septembre 2026