




Plaque LLG pour dessiccateur, en porcelaine

Perforé. Sans pieds. Conforme à la norme DIN 12911. Trou central de 20 mm de diamètre et trous extérieurs de 5 mm de diamètre.

Matériel: Porcelaine



Plaque LLG pour dessiccateur, en porcelaine

Référence	DN	Diamètre mm	Conditionnement
9.042802	150	140	1

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 9.042802

Septembre 2026