


Filtres à seringue LLG CA, acétate de cellulose



LLG propose une gamme de filtres pour seringues spécialement conçus pour une filtration efficace d'une grande variété de fluides, solvants et solutions aqueuses ou inorganiques. Nos filtres pour seringues répondent aux besoins de la plupart des applications en HPLC, dans les secteurs pharmaceutique, environnemental, biotechnologique, ainsi que dans les laboratoires d'analyse agroalimentaire.

- Boîtier injecté en polypropylène et MABS
- Stabilité supérieure à la pression des boîtiers
- Convient à toutes les seringues à raccord Luer

Membrane hydrophile pour la filtration de solutions aqueuses.

Cette membrane présente une excellente stabilité dimensionnelle en milieu aqueux et se caractérise par une très faible capacité de fixation des protéines (21 µg par filtre de 25 mm).

9.055 500

Particulièrement adaptée aux macromolécules biologiques, aux oligomères hydrosolubles et aux polymères.

Conditionnement stérile sous blister rigide individuel.

Réservé à la recherche et au développement.

Membrane du matériau : Acétate de cellulose (CA)

Entrée de connexion : Luer-Lock femelle

Prise de connexion : Luer-Slip mâle



Référence	Porosité µm	Stérilité	Diamètre mm	Conditionnement
9.055500	0.2	Non	13	500

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 9.055500

Septembre 2026

FICHE TECHNIQUE

Date de création :	10/09/2026
Dernière Mise à jour :	
Version :	V1

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 9.055500

Septembre 2026

GROSSERON - ZAC les Hauts de Couëron III – 4 rue des Entrepreneurs - 44220 Couëron - Tél : (33) 02 40 92 07 09 - Fax :
(33) 02 40 92 07 10

SAS au Capital de 3 750 000 Euros - RCS Nantes 538 755 513 - Siret 538 755 513 00024 - NAF 4669B - TVA FR 74 538 755 513