

Filtres à seringue LLG CA, acétate de cellulose



LLG propose une gamme de filtres pour seringues spécialement conçus pour une filtration efficace d'une grande variété de fluides, solvants et solutions aqueuses ou inorganiques. Nos filtres pour seringues répondent aux besoins de la plupart des applications en HPLC, dans les secteurs pharmaceutique, environnemental, biotechnologique, ainsi que dans les laboratoires d'analyse agroalimentaire.



- Boîtier injecté en polypropylène et MABS
- Stabilité supérieure à la pression des boîtiers
- Convient à toutes les seringues à raccord Luer

Membrane hydrophile pour la filtration de solutions aqueuses. Cette membrane présente une excellente stabilité dimensionnelle en milieu aqueux et se caractérise par une très faible capacité de fixation des protéines (21 µg par filtre de 25 mm). Particulièrement adaptée aux macromolécules biologiques, aux oligomères hydrosolubles et aux polymères.

Conditionnement stérile sous blister rigide individuel.

Réservé à la recherche et au développement.

Numéro d'article : 9055504
Numéro d'article du fabricant : 9055504
Numéro du fabricant : 9999999
Fabricant : Matériel de laboratoire LLG
Description de l'article 1 : Préfiltre seringue LLG de CA, 0,80 µm
Description de l'article 2 : Ø 13 mm, vert, non stérile,
Description de l'article 3 : paquet de 500

Membrane Ø mm	Taille des pores µm	Stérile	Couleur	PK	N° de catalogue
13	0,80	Non	Vert	500	9055504

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT

Septembre 2026