

Filtres à seringue LLG RC, cellulose régénérée

LLG propose une gamme de filtres pour seringues spécialement conçus pour une filtration efficace d'une grande variété de fluides, solvants et solutions aqueuses ou inorganiques. Nos filtres pour seringues répondent aux besoins de la plupart des applications en HPLC, dans les secteurs pharmaceutique, environnemental, biotechnologique, ainsi que dans les laboratoires d'analyse agroalimentaire.



9.055 530

- Boîtier injecté en polypropylène et MABS
- Stabilité supérieure à la pression des boîtiers
- Convient à toutes les seringues à raccord Luer

Cette membrane hydrophile présente une très faible adsorption. Elle est recommandée pour la filtration de liquides aqueux et hydrophiles, notamment de liquides polaires et moyennement polaires. Elle est équipée d'une entrée Luer-Lock et d'une sortie Luer-Slip.

Membrane du matériau : Cellulose régénérée (RC)

Stérile: Non
 Entrée de connexion : Luer-Lock femelle
 Prise de connexion : Luer-Slip mâle
 Couleur: Transparent

Référence	Porosité µm	Diamètre mm	Conditionnement
9.055533	0.45	25	500

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 9.055533

Septembre 2026