

Mortiers LLG, porcelaine



Conforme à la norme DIN 12906. Idéal pour broyer, comminuer ou concasser facilement les matériaux broyés lors de la préparation des échantillons. Bec verseur pratique.

Pilon vendu séparément.



Numéro d'article :	9164410
Numéro d'article du fabricant :	9164410
Numéro du fabricant :	9999999
Fabricant :	Matériel de laboratoire LLG
Description de l'article 1 :	Mortier LLG 25 ml, porcelaine
Description de l'article 2 :	intérieur rugueux, 51 x 32 mm
Description de l'article 3 :	

Capacité nominale ml	Int. Ø mm	Hauteur mm	Surface de frottement	Standard	PK	N° de catalogue
25	51	32	Rugueux		1	9164410

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT

Septembre 2026