

Mortiers LLG, porcelaine



Conforme à la norme DIN 12906. Idéal pour broyer, comminuer ou concasser facilement les matériaux broyés lors de la préparation des échantillons. Bec verseur pratique.

Pilon vendu séparément.



Numéro d'article : 9164411

Numéro d'article du fabricant : 9164411

Numéro du fabricant : 9999999

Fabricant : Matériel de laboratoire LLG

Description de l'article 1 : Mortier LLG 75 ml, porcelaine

Description de l'article 2 : intérieur rugueux, 76 x 45 mm

Description de l'article 3 :

Capacité nominale ml	Int. Ø mm	Hauteur mm	Surface de frottement	Standard	PK	N° de catalogue
75	76	45	Rugueux		1	9164411

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT

Septembre 2026