

Flacons lave-vaisselle ventilés LLG-Safety, PEBD



- Disponible dans les langues suivantes : espagnol/français/allemand/britannique, néerlandais/grec/italien/britannique
- Flacons laveurs à large ouverture et à col large dotés de la valve de ventilation de vapeur brevetée DripLok® qui empêche les gouttes de solvant.
- Indélebilement imprimé
- Choisissez parmi 4 étiquettes pour solvants, toutes comportant le nouveau système de classification et d'étiquetage général harmonisé (GHS), le losange NFPA, les mentions de risque et les informations de sécurité.
- Dotés de fermetures monoblocs en polypropylène à code couleur qui conservent leur forme à l'usage
- Les fermetures sont dotées d'une ouverture de précision à embout de jet pour un contrôle fin.



Numéro d'article : 9223493

Numéro d'article du fabricant : 9223493

Numéro du fabricant : 9999999

Fabricant : Matériel de laboratoire LLG

Description de l'article 1 : Flacon laveur ventilé LLG-Safety 500 ml, isopropanol

Description de l'article 2 : avec soupape de régulation de pression, PEBD, ES/FR/DE/UK

Description de l'article 3 :

Texte d'impression	Capacité nominale ml	Couleur	Langue d'impression	PK	N° de catalogue
Isopropanol	500	Jaune	DE/UK/FR/ES	1	9223493

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT

Septembre 2026