



## Thermomètres standard LLG-Exact-Temp, à alcool rouge

Pour la surveillance des conditions de température critiques dans les congélateurs, les réfrigérateurs, les chambres froides, les réfrigérateurs de banques de sang, les incubateurs et les chambres de réchauffement.

- Thermomètre certifiable selon les normes nationales
- Fourni avec un certificat de contrôle technique
- Tige du thermomètre encapsulée en toute sécurité dans du PTFE
- Chaque thermomètre est monté dans une bouteille carrée en plastique incassable remplie de liquide afin de garantir des mesures précises malgré l'ouverture et la fermeture des portes de l'instrument.
- Chaque thermomètre possède un numéro de série individuel
- Thermomètre de précision 9.235 669 :  $\pm 2,0^{\circ}\text{C}$ ,  $\pm 3,0^{\circ}\text{C}$  ( $>100^{\circ}\text{C}$ )



9.235 664

| Référence | Température       | Longueur mm | Conditionnement |
|-----------|-------------------|-------------|-----------------|
| 9.235666  | -5...15 °(+/- 1°) | 125         | 1               |

*Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.*

FT 9.235666

Septembre 2026