

Creusets LLG, en porcelaine, à basse température



Le creuset en porcelaine émaillée se caractérise par une haute résistance thermique et chimique. Idéal pour le chauffage et la fusion des matériaux. Conforme à la norme DIN 12904. Résiste à des températures jusqu'à 900 °C.



Couvercles vendus séparément.

Numéro d'article : 9250905

Numéro d'article du fabricant : 9250905

Numéro du fabricant : 9999999

Fabricant : Matériel de laboratoire LLG

Description de l'article 1 : Creuset en porcelaine LLG 1/60 DIN

Description de l'article 2 : 63 ml, 60 mm de diamètre, forme basse, émaillée

Description de l'article 3 :

Capacité nominale ml	Haut Ø mm	Hauteur mm	PK	N° de catalogue
63	60	38	1	9250905

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT

Septembre 2026