

Creusets LLG, en porcelaine, de taille moyenne



Le creuset en porcelaine émaillée se caractérise par une haute résistance thermique et chimique. Idéal pour le chauffage et la fusion des matériaux. Conforme à la norme DIN 12904. Résiste à des températures jusqu'à 900 °C.



Couvercles vendus séparément.

Numéro d'article :	9250913
Numéro d'article du fabricant :	9250913
Numéro du fabricant :	9999999
Fabricant :	Matériel de laboratoire LLG
Description de l'article 1 :	Creuset en porcelaine LLG 2/50 DIN
Description de l'article 2 :	45 ml, 50 mm de diamètre, forme moyenne, émaillée
Description de l'article 3 :	

Capacité nominale ml	Haut Ø mm	Hauteur mm	PK	N° de catalogue
45	50	40	1	9250913

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT

Septembre 2026