

Couvercles pour creusets LLG, en porcelaine



Émaillé. Conforme à la norme DIN 12904. Résistant à des températures jusqu'à 900 °C.



Numéro d'article : 9250932

Numéro d'article du fabricant : 9250932

Numéro du fabricant : 9999999

Fabricant : Matériel de laboratoire LLG

Description de l'article 1 : Couvercle en porcelaine LLG D 40 DIN

Description de l'article 2 : 44 mm de diamètre pour creuset 40 mm de diamètre

Description de l'article 3 : vitré

Couvercle Ø mm	Creuset Ø mm	PK	N° de catalogue
44	40	1	9250932

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT

Septembre 2026