

FICHE TECHNIQUE

Date de création : 10/09/2026
Dernière Mise à jour :
Version : V1



Sacs à fermeture sous pression LLG, PE

Transparent. PE. Avec joint à canal périphérique
ouvrant et fermant à volonté.



Sacs à fermeture sous pression LLG, PE

Référence	Epaisseur mm	Dimension mm	Conditionnement
9.404161	0.05	100x150	100 sachets

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 9.404161

Septembre 2026