

FICHE TECHNIQUE

Date de création : 10/09/2026
Dernière Mise à jour :
Version : V1



Embouts de pipette LLG économiques 2.0, PP



Nouvelle génération d'embouts de pipettes économiques LLG Labware.

Disponibles en vrac en sachets ou en boîtes faciles à ouvrir avec supports de couleurs. Les boîtes d'embouts en rack sont livrées dans un distributeur à double ouverture, permettant une utilisation sur deux plans de travail. Compatibles avec toutes les marques de pipettes courantes. La liste de compatibilité est disponible sur www.llg-labware.com, dans la section Téléchargements.

- Clarté optique et adaptation de la pipette améliorées
- Inserts de rack à code couleur pour une identification facile
- Autoclavable
- Sans DNase ni RNase

Stérile: Non
Avec filtre : Non
Faible rétention : Non

Embouts de pipette LLG économiques 2.0, PP

Référence	Volum	Conditionnement
9.409097	100-5000 µl	1 sachet de 250

Ces spécifications ne peuvent être considérées que comme des informations générales et ne dispenseront pas l'utilisateur de son obligation de s'assurer que le produit est adapté pour l'utilisation prévue. En cas de doute, veuillez nous contacter.

FT 9.409097

Septembre 2026