

FT900050

Date : 04.2016

**FICHE TECHNIQUE
ACIDE CHLORHYDRIQUE 1 mol/L****CONDITIONNEMENTS**1 L
5 L**CODES**9000501
9000502**EMBALLAGES**Flacon PEHD
Jerrican homologué ONU

La date de péremption (2ans) de chaque lot est inscrite sur l'étiquette (limite d'utilisation flacon non-ouvert).

SPECIFICATIONS

Titre : 1,000 N
Indicateur : phénolphtaléine

Le produit est titré, ajusté, et contrôlé jusqu'à obtention du titre annoncé

Incertitude de la méthode : +/- 0,004 N (soit 0,4 %)

Certificat de contrôle sur demande

GARANTIES

- Eau déminéralisée $\leq 20 \mu\text{S}$
- Réactif utilisé pour la fabrication : PUR ou PA
- BPL connues et vérifiées
- Matériel de précision
- Solution titrante ouverte de moins d'un mois
- Mélange du lot vérifié par le dosage d'un prélèvement haut de cuve et le dosage d'un prélèvement bas de cuve.