

FT900101

Date : 04.2016

**FICHE TECHNIQUE  
ACIDE FORMIQUE 85%**

CAS 64-18-6

**CONDITIONNEMENTS**1 L  
5 L**CODES**9001011  
9001012**EMBALLAGES**PEHD  
Jerrican homologué ONU**QUALITE**

Technique

**SPECIFICATIONS**

Aspect	liquide clair
Teneur en fer	<= 5ppm
Titre massique	84,0-86,0 %
Densité (20°C)	1,190 – 1,210
Coloration (Hazen)	<= 50
Teneur en métaux lourds	<= 1,00ppm
Résidus d'évaporation	<= 100ppm

**CONSERVATION**Température ambiante  
Numéro de lot et date de péremption notés sur l'étiquette