



FT900190

Date : 04.2016

**FICHE TECHNIQUE
ACIDE SULFURIQUE 0,02 mol/L**

CONDITIONNEMENT

1 L

CODES

9001901

EMBALLAGE

Flacon PEHD

La date de péremption (2ans) de chaque lot est inscrite sur l'étiquette (limite d'utilisation flacon non-ouvert)

SPECIFICATIONS

Titre : 0,0400 N

Indicateur : phénolphtaléine

Le produit est titré, ajusté, et contrôlé jusqu'à obtention du titre annoncé.

Incertitude de la méthode : +/- 0,0002 N (soit 0,5 %)

Certificat de contrôle sur demande

GARANTIES

- Eau déminéralisée $\leq 20\mu\text{S}$
- Réactif utilisé pour la fabrication : PUR ou PA
- BPL connues et vérifiées
- Matériel de précision
- Solution titrante ouverte de moins d'un mois
- Mélange du lot vérifié par le dosage d'un prélèvement haut de cuve et le dosage d'un prélèvement bas de cuve.