

FT900200

Date : 04.2016

**FICHE TECHNIQUE  
ACIDE SULFURIQUE 0,05 mol/L****CONDITIONNEMENTS**

1 L

5 L

**CODES**

9002001

9002002

**EMBALLAGES**

Flacon PEHD

Jerrican homologué ONU

La date de péremption (2ans) de chaque lot est inscrite sur l'étiquette (limite d'utilisation flacon non-ouvert)

**SPECIFICATIONS**

Titre : 0,1000 N

Indicateur : phénolphtaléine

Le produit est titré, ajusté, et contrôlé jusqu'à obtention du titre annoncé.

Incertitude de la méthode : +/- 0,0004 N (soit 0,4 %)

Certificat de contrôle sur demande

**GARANTIES**

- Eau déminéralisée  $\leq 20\mu\text{S}$
- Réactif utilisé pour la fabrication : PUR ou PA
- BPL connues et vérifiées
- Matériel de précision
- Solution titrante ouverte de moins d'un mois
- Mélange du lot vérifié par le dosage d'un prélèvement haut de cuve et le dosage d'un prélèvement bas de cuve.