



FT900310

Date : 02.2016

**FICHE TECHNIQUE
AMIDON SOLUBLE**

CAS 9005-84-9

INDICATEUR POUR IODOMETRIE
QUALITE POUR ANALYSE

Synonyme : amidon de pommes de terre

CARACTERISTIQUES

PM = (162,14) n	
PH (sol. A 2 %)	5,0 – 7,0
Substances réductrices (en glucose)	0,7 %
Pertes à la dessiccation (à 100°C)	13 – 20 %
Sensibilité à l'iode	Conforme
Cendres sulfuriques	1,5 %
Matières insolubles dans l'eau	conforme

CONSERVATION

A température ambiante, à l'abri de l'humidité.

Numéro de lot et date de péremption notés sur l'étiquette