



FT900320

Date : 02.2016

**FICHE TECHNIQUE
AMIDON SOLUBLE A 1%**

UTILISATION

Indicateur en iodométrie.

CONDITIONNEMENT

250ML

CODE

9003201

EMBALLAGE

Flacon PEHD

COMPOSITION

Amidon soluble (g)	10
Conservateur (g)	0,1
Eau déminéralisée QSP (ml)	1000

CONSERVATION

4 mois à température ambiante
Numéro de lot et date de péremption notés sur l'étiquette