

FT900340

Date : 02.2016

**FICHE TECHNIQUE  
AMMONIUM FER (III) SULFATE EN  
SOLUTION SATUREE****CONDITIONNEMENT**

1L

**CODE**

9003403

**EMBALLAGE**

Flacon PEHD

**COMPOSITION**

Ammonium Fer (III) Sulfate PA (g)

350

Eau déminéralisée < 20 $\mu$ s qsp (ml)

1 000

**CONSERVATION**

température ambiante

Numéro de lot et date de péremption notés sur l'étiquette