

GROSSERON

FT900360

Date : 03.2008

FICHE TECHNIQUE ARGENT NITRATE

CAS 7761-88-8

Qualité : très pur

SPECIFICATIONS

Pureté.....	99.9 %
Perte à la dessication.....	0,05 %
Substances non précipitables par HCl.....	< 0,03 %
Substance non soluble dans H ₂ O.....	< 30 ppm
Chlorures.....	< 2 ppm
Nitrites.....	< 2 ppm
Sulfates.....	< 20 ppm
PH (sol. à 5 %).....	3,8 – 6
Cu.....	< 1 ppm
Pb.....	< 2 ppm
Fe.....	< 3 ppm

EMBALLAGE/CONSERVATION

- . Plastique
- . Conservation à température ambiante à l'abri de la lumière