



FT900510

Date : 02.2016

**FICHE TECHNIQUE  
BLEU DE BROMOPHENOL A 0.04 %**

**UTILISATION**

Indicateur en acidimétrie

**DOMAINE DE VIRAGE**

3,0 jaune - 4,6 bleu violet

**CONDITIONNEMENT**

250ML

**CODE**

9005101

**EMBALLAGE**

Flacon PEHD

**COMPOSITION**

Bleu de bromophénol 0.40g  
Ethanol pur à 96 qsp 1L  
Soude 1N

**CONSERVATION**

Température ambiante à l'abri de la lumière  
Numéro de lot et date de péremption notés sur l'étiquette