



FT900520

Date : 02.2016

**FICHE TECHNIQUE  
BLEU DE BROMOTHYMOL A 0.04 %**

**UTILISATION**

Indicateur en acidimétrie

**DOMAINE DE VIRAGE**

6,0 jaune - 7,6 bleu

**CONDITIONNEMENT**

250ML

**CODE**

9005201

**EMBALLAGE**

Flacon PEHD

**COMPOSITION**

Bleu de bromothymol 0.40g  
Ethanol pur à 96 qsp 1L  
Soude 1N

**CONSERVATION**

Température ambiante à l'abri de la lumière  
Numéro de lot et date de péremption notés sur l'étiquette