



FT900530

Date : 02.2016

**FICHE TECHNIQUE
BLEU DE METHYLENE A 0.5 %**

UTILISATION

Solution mère pour la recherche de la réductase. A diluer au centième avant usage.

CONDITIONNEMENT

250ML

CODE

9005301

EMBALLAGE

Flacon PEHD

COMPOSITION

Bleu de méthylène (g) : 5

Eau déminéralisée < 20µs qsp (ml) : 1000

CONSERVATION

Température ambiante à l'abri de la lumière

Numéro de lot et date de péremption notés sur l'étiquette