

FT900680

Date : 11.2016

**FICHE TECHNIQUE
ALCOOL ETHYLIQUE A 96**

CAS : 64-17-5

Ethanol 96 surfin, d'origine agricole

CONDITIONNEMENT

1 L

CODE

9006801

EMBALLAGE

Flacon PEHD

CARACTERISTIQUES

Teneur en éthanol (%vol)	96.0 min
Densité (20°C)	0.805 - 0.812
Acidité totale (g acide acétique/hl AP)	<=5
Bases azotées volatiles (g azote/hl AP)	<=1
Extrait sec (g/hlpa)	<=1.5

Eléments résiduels :

Benzène ppm	<=2
Méthanol ppm	<=200
Esters (éthylacétate g/hl AP)	<=1.3
Aldéhydes (acétaldéhyde g/hl AP)	<=0.5
Alcools supérieurs (2-méthylpropan -1-ol g/hl AP)	<=0.5

CONSERVATION

Température ambiante.

Numéro de lot et date de péremption notés sur l'étiquette