

FT900930

Date : 09.2016

**FICHE TECHNIQUE
GLUCOSE D(+)****CONDITIONNEMENTS**

1 KG

5 KG

CODES

9009301

9009302

EMBALLAGES

Flacon PEHD

Seau PEHD

SYNONYME

Dextrose anhydre

QUALITE

Pur anhydre

CARACTERISTIQUES

Humidité maxi	1%
pureté	> 99.5 %
granulométrie (refus tamis 0.500nm)	< 10 %
cendres sulfuriques maxi	0.25%
chlorures maxi	50mg/kg
dioxyde de soufre maxi	10mg/kg

CONSERVATION

Température ambiante à l'abri de l'humidité.
Numéro de lot et date de péremption notés sur l'étiquette