

FT901090

Date : 08.2016

**FICHE TECHNIQUE
ISOPROPANOL**CAS 67-63-0
= alcool isopropylique**CONDITIONNEMENTS**1 L
5 L
20L**CODES**9010901
9010902
9010904**EMBALLAGES**flacon PEHD
Jerrican PEHD
Jerrican PEHD**QUALITE**

Pur

SPECIFICATIONS

Aspect	liquide incolore
Teneur en eau	< 1.000ppm
Pureté	99.7 %
Densité (20°C)	0,784 – 0,788
Coloration (Hazen)	<= 15
Acidité	<= 0,00%
Intervalle de distillation	81,00-83,00°C

CONSERVATIONTempérature ambiante
Pas de DLUO sur ce produit