

FT901605

Date : 03.2016

FICHE TECHNIQUE POTASSIUM CHLORURE PUR

CAS 7447-40-7

CONDITIONNEMENTS

1 KG
5 KG

CODES

9016051
9016052

EMBALLAGES

PEHD
Seau PEHD

QUALITE

Pur

SPECIFICATIONS

Aspect	poudre cristalline blanche
Point de fusion (°C)	778°C
Soluble dans l'eau (à 20°C)	340g/l
Pureté	99 %
Matières insolubles dans l'eau	0,01 %
Pertes à la dessiccation (à 150°C)	0,2 %
Composés azotés (N)	0,005 %
Phosphates (PO ₄)	0,001 %
Sulfates (SO ₄)	0,01 %
As	0,0001 %
Ca	0,01 %
Fe	0,002 %
Ni	0,002 %
Ba	0,005 %
Cu	0,002 %
Mg	0,01 %
Pb	0,002 %

CONSERVATION

Température ambiante à l'abri de l'humidité.
Numéro de lot et date de péremption notés sur l'étiquette