



FT901610

Date : 03.2016

**FICHE TECHNIQUE  
POTASSIUM CHLORURE EN SOLUTION  
SATURÉE**

**UTILISATION**

Solution de remplissage pour les électrodes de pH. La teneur de la solution varie en fonction de la marque et du type de l'électrode (préconisation du fabricant)

**CONDITIONNEMENTS**

**CODES**

**EMBALLAGES**

250ML

9016101

Flacon PEHD

1L

9016102

Flacon PEHD

**COMPOSITION**

Potassium chlorure pur (g)  
Eau déminéralisée qsp (ml)

310  
1 000

**CONSERVATION**

Température ambiante  
Numéro de lot et date de péremption notés sur l'étiquette