



FT901611

Date : 03.2016

**FICHE TECHNIQUE  
POTASSIUM CHLORURE EN SOLUTION A  
3,5 mol/L**

**UTILISATION**

Solution de remplissage pour les électrodes de pH. La teneur de la solution varie en fonction de la marque et du type de l'électrode (préconisation du fabricant)

**CONDITIONNEMENTS**

**CODES**

**EMBALLAGES**

250ML

9016111

Flacon PEHD

1L

9016113

Flacon PEHD

**COMPOSITION**

Potassium chlorure pur (g)  
Eau déminéralisée qsp (ml)

261  
1 000

**CONSERVATION**

Température ambiante  
Numéro de lot et date de péremption notés sur l'étiquette