



FT901612

Date : 03.2016

**FICHE TECHNIQUE
POTASSIUM CHLORURE EN SOLUTION A
3 mol/L**

UTILISATION

Solution de remplissage pour les électrodes de pH. La teneur de la solution varie en fonction de la marque et du type de l'électrode (préconisation du fabricant)

CONDITIONNEMENTS

CODES

EMBALLAGES

250ML

9016121

Flacon PEHD

1L

9016122

Flacon PEHD

COMPOSITION

Potassium chlorure pur (g)
Eau déminéralisée qsp (ml)

224
1 000

CONSERVATION

Température ambiante
Numéro de lot et date de péremption notés sur l'étiquette