

FT901620

Date : 03.2016

**FICHE TECHNIQUE
POTASSIUM CHLORURE EN SOLUTION
A 3 mol/L SATUREE en AgCl**

UTILISATION

Solution de remplissage pour les électrodes de pH. La teneur de la solution varie en fonction de la marque et du type de l'électrode (préconisation du fabricant)

CONDITIONNEMENTS**CODES****EMBALLAGES**

250ML

9016201

Flacon PEHD

1L

9016203

Flacon PEHD

COMPOSITION

Potassium chlorure pur (g)
Eau déminéralisée qsp (ml)
Argent chlorure pur

224
1 000
quelques grains

CONSERVATION

Température ambiante
Numéro de lot et date de péremption notés sur l'étiquette