



FT901621

Date : 03.2016

**FICHE TECHNIQUE
POTASSIUM CHLORURE EN SOLUTION
A 3,5 mol/L SATUREE en AgCl**

UTILISATION

Solution de remplissage pour les électrodes de pH. La teneur de la solution varie en fonction de la marque et du type de l'électrode (préconisation du fabricant)

CONDITIONNEMENT

250ML

CODE

9016211

EMBALLAGE

Flacon PEHD

COMPOSITION

Potassium chlorure pur (g)
Eau déminéralisée qsp (ml)
Argent chlorure pur

261
1 000
quelques grains

CONSERVATION

Température ambiante
Numéro de lot et date de péremption notés sur l'étiquette